



## FR Protecteurs Hallux Valgus

Réduisent instantanément et durablement les frottements et les pressions sur les "oignons" douloureux. Enfiler votre gros orteil dans l'anneau prévu à cet effet. Placer la partie creuse du protecteur sur "l'oignon"

Ne pas utiliser de façon continue pendant plus de 3 mois. Éviter le contact avec une peau crevassée ou une plaie. Arrêter l'utilisation en cas de sensation d'inconfort. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de diabète ou de problèmes circulatoires, consulter un médecin avant utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons solaires et à une température inférieure à 25 °C. Si l'emballage extérieur est endommagé, ne pas utiliser.

## GB Bunion Protector

Instantly and permanently reduces friction and pressure on painful "onions". Slide your big toe in the ring for this purpose. Place the hollow portion of the protector on the "onion".

Do not use continuously for more than three months. Avoid contact with skin cracked or sore. Stop use in case of discomfort. Keep out of reach of children. In case of diabetes or circulatory problems, consult a doctor before use. Store in a cool, dry place away from sunlight and temperatures below 25 °C. If the package is damaged do not use.

## ES Protector de Hallus Valgus

Al instante y permanentemente reduce la fricción y la presión sobre las "cebollas" doloroso. Desliza tu dedo gordo del pie en el ring para este fin. Coloque la parte hueca del protector de la "cebolla".

No utilice continuamente durante más de tres meses. Evite el contacto con la piel agrietados o doloridos. Deje de usar en caso de malestar. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de diabetes o problemas circulatorios, consulte a un médico antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y temperaturas por debajo de 25 °C. Si el paquete está dañado, no le utilice.

## NL Beschermers bunion

Direct en permanent vermindert de wrijving en de druk op pijnlijke "uien". Schuif je grote teen in de ring voor dit doel. Plaats het holle deel van de beschermers van de "ui".

Niet gebruiken gedurende meer dan drie maanden. Vermijd contact met de huid gebarsten of pijnlijke plekken. Stop met het gebruik in geval van ongemak. In geval van diabetes of problemen met de bloedsomloop, een arts raadplegen voor gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren in een koele, droge plaats uit de buurt van zonlicht en temperaturen beneden 25 °C. Als de verpakking beschadigd is niet te gebruiken.

**Taille Universelle**

Universal size

Talla universal

Universele maat



Made in P.R.C.

REF : DKA10

**SPORT-ELEC® INSTITUT**  
27520 BOURGTHEROULDE - FRANCE  
[www.sport-elec.com](http://www.sport-elec.com)